

USO

Para que la mascarilla sea efectiva se debe usar correctamente según se indica a continuación, por esta razón, la colocación, el uso y la retirada de las mascarillas higiénicas para niños debe ser supervisada por un adulto.

Antes del primer uso la mascarilla debe ser desinfectada siguiendo las indicaciones de lavado anteriormente descritas.

Se recomienda colocar la mascarilla sobre la piel desnuda (es decir, sin la presencia de cabello en contacto con la piel del usuario y, para algunas personas, piel afeitada) y respetar los siguientes pasos:

1. Lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 40 segundos o frótelas con una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla



2. Identificar la parte superior de la mascarilla.
3. Posicionar la mascarilla en la cara, ubicando la pinza nasal a la altura de la nariz.
4. Sostener la mascarilla desde el exterior y sujetar el arnés a ambos lados de las orejas, sin cruzarlos.
5. Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla.
6. Verificar que la mascarilla cubre la barbilla.
7. Pellizcar la pinza nasal con ambas manos para ajustarla a la nariz
8. Verificar que la mascarilla está colocada correctamente. Para esto es necesario verificar el sellado y la ausencia de las molestias respiratorias.



9. Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si el usuario necesita tocar la mascarilla, debe previamente lavarse las manos con agua y jabón o frotárselas con una solución hidroalcohólica.

DATOS COMERCIALES

Referencia	DS9207
Embalaje	
CARACTERÍSTICAS	
Tejido principal, doble capa	100% Polipropileno blanco (60 g/m ² + 60 g/m ²)
Tejido interior, tejidos no tejido SPUNLACE	80% Poliéster/20% viscosa; 44 g/m ² ; que constituye la parte media de la mascarilla
Elásticos laterales	
Clip nasal para adaptar en la mejor posición	

RETIRADA DE LA MASCARILLA

Para evitar la contaminación al retirar una mascarilla, se deben seguir los siguientes pasos:

1. quitarse los guantes de protección
2. lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica
3. retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la mascarilla
4. si se va a reutilizar la mascarilla véase el apartado de LAVADO Y MANTENIMIENTO y capítulo DESECHADO si se va a desechar definitivamente
5. lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.

DURACIÓN

10 ciclos de lavado.

Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4 horas. La mascarilla se debe lavar cada vez que se ensucie, humedezca o no se pueda colocar correctamente sobre la cara.

En el caso de que se vaya a almacenar temporalmente se debe evitar el contacto con cualquier superficie.

Tampoco se debe colocar en una posición de espera en la frente o debajo de la barbilla durante y después del uso.

DESECHADO

Para reducir los riesgos del uso de estas mascarillas se debe advertir que una vez sobrepasado el número máximo de lavados se debe desechar. Las mascarillas se deben desechar en un contenedor provisto de una bolsa de plástico (preferiblemente con tapa y control no manual). Se recomienda utilizar doble bolsa para preservar el contenido de la primera bolsa en caso de desgarrar de la bolsa exterior. Las mascarillas utilizadas también se pueden desechar en los contenedores para desechos biológicos.

